

TABLE OF CONTENTS

Desbridantes	2
---------------------------	----------

DESBRIDANTES



URGOCLEAN 10X10 (10) FIBRAS POLIABSORVENTES CICATRIZANTES /

URGOCLEAN: AÇÃO DE LIMPEZA COMPLETA PARA ASSEGURAR A
CICATRIZAÇÃO DA LESÃO

NECESSIDADE CLÍNICA E INDICAÇÃO

O processo de cicatrização da lesão pode ser interrompido levando à
ativação da inflamação persistente: acumulação contínua de células no
local da lesão; edema perilesional, e aumento do exsudado e maior
produção de células mortas e

outros detritos da lesão. Uma lesão limpa é essencial para a
cicatrização da mesma. A preparação eficaz do leito da lesão
permite:

gerir a inflamação, reduzindo assim o nível do exsudado¹

reduzir o risco de infeção²

prosseguir com a fase de granulação e assegurar a cicatrização da
lesão³

Indicação: O UrgoClean proporciona uma ação de limpeza completa
para assegurar a cicatrização da lesão e é indicado
para a fase de eliminação das células mortas das lesões com exsudado

do tipo crónico (úlceras vasculares, úlceras por
pressão, úlceras de pé diabético), ou lesões agudas (queimaduras,
abrasões de pele, lesões traumáticas, lesões de pós-operatório) e lesões
cancerígenas. **ESCRITURA** categoria do produto: penso desbridante com
fibras de poliácrlato revestido com uma camada de TLC cicatrizante
microaderente (suave) composta por partículas de carboximetilcelulose
e substâncias lipofílicas. **composição:** Penso desbridante não-tecido e
esterilizado composto por fibras de poliácrlato com um núcleo
acrílico contendo amónio, que promovem atração electrostática⁴,
revestida por uma matriz de cicatrização microaderente
(suave) (TLC: Tecnologia Lipido-Colóide, composta por partículas de
carboximetilcelulose e substâncias lipofílicas).

PROPRIEDADES CICATRIZANTES

O UrgoClean proporciona uma ação de limpeza completa da lesão
(células mortas, exsudado, bactérias).

Em contacto com o exsudado da lesão, a matriz de cicatrização TLC
forma um gel, criando um ambiente húmido e favorável à cicatrização da
lesão. Em simultâneo, as fibras de poliácrlato de amónio gelificam e
aglutinam-se aos

resíduos bacterianos e de células mortas através de interações
eletroestáticas⁴, absorvendo-as e aprisionando-as no
penso. O UrgoClean absorve o exsudado sem maceração⁵, protegendo
assim a pele perilesional.

O penso é removido com segurança num bloco graças à resistência das
fibras poliabsorventes⁸.

O UrgoClean assegura cuidados atraumáticos e indolores para o
paciente com o ambiente húmido proporcionado pela
matriz de cicatrização TLC.

Outras propriedades:

O UrgoClean aprisiona as bactérias⁶, limitando deste modo a



proliferação bacteriana.

O UrgoClean gere hemorragias menores devido às suas propriedades hemostáticas⁷.

O UrgoClean pode ser cortado e utilizado com um penso secundário.

O UrgoClean pode ser utilizado sob uma ligadura de compressão, quando prescrito. EVIDÊNCIAS CRUCIAIS estudo clínico controlado europeu multicentro em 159 pacientes⁵

Relativa redução do tecido com células mortas (%) na semana 6:

UrgoClean 65,3% > Aquacel® 42,6%, p=0,013

% de lesões sem células mortas na semana 6: UrgoClean 52,5% > Aquacel® 35,1%, p=0,033

Aceitação:

- não-adesão à lesão: UrgoClean 63% > Aquacel® 36%

- remoção do penso indicada como muito fácil: UrgoClean 64% > Aquacel® 47%

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso total: 310-420 g/m²

Sem látex e isento de ftalatos e substâncias CMR (Carcinogénicas, Mutagénicas, Reprotóxicas)

Capacidade de absorção em 1/2 h, de acordo com a norma EN 13726-1 Parte 3.2: = 1500 g/m²

Vida útil: 3 anos

Armazenar longe da luz e humidade a uma temperatura inferior a 25 °C Esterilizado, em conformidade com a ISO 11137. Beta radioesterilizado.

Utilização única

Marca CE 0459 Dispositivo médico categoria IIb

Organismo notificado: LNE/G-MED - França

Fabricado em França.

Fabricante legal: Laboratoires URGO, 42 rue de Longvic, 21300

Chenôve França

Nome do local de produção e endereço: Laboratoires Urgo, 2 avenue de Strasbourg Parc Excellence 2000 - 21800hevigny Saint Sauveur, França

[consulte Mais informação](#)

SKU: 506452

Preço: 45.77€



PRONTOSAN® GELX 50 G

Prontosan® gel X 50 g é um hidrogel estéril que contém polihexametileno biguanida e betaína que aceleram o processo de cicatrização. Conjuntamente limpam, hidratam e fragmentam o biofilme, de forma a remover bactérias e detritos. A consistência altamente viscosa do hidrogel permite que este se mantenha na ferida e exerça a sua função durante um maior período de tempo, facilitando a hidratação e a remoção de incrustações. Está indicado para a limpeza de feridas de maior superfície, assim como queimaduras de III e IV graus.

[consulte Mais informação](#)

SKU: 400517

Preço: 27.30€



PRONTOSAN® GELX 250 G

Prontosan® gel X 250 g é um hidrogel estéril que contém polihexametileno biguanida e betaína que aceleram o processo de cicatrização. Conjuntamente limpam, hidratam e fragmentam o biofilme, de forma a remover bactérias e detritos. A consistência altamente viscosa do hidrogel permite que este se mantenha na ferida e exerça a sua função durante um maior período de tempo, facilitando a hidratação e a remoção de incrustações. Está indicado para a limpeza de feridas de maior superfície, assim como queimaduras de III e IV graus.

[consulte Mais informação](#)

SKU: 400508

Preço: 44.97€

INDEX

P

Prontosan® Gelx 250 G 3

Prontosan® Gelx 50 G 2

U

Urgoclean 10x10 (10) Fibras poliabsorventes cicatrizantes / 1